

TARIFS au 1<sup>er</sup> janvier 2024



# CONDITIONS DE VENTE

## ARTICLE 1 Définitions

Les expressions ci-après définies utilisées dans les présentes Conditions Générales de Vente avec une majuscule ont la signification suivante :

**1.1.** « CGV » désigne les présentes conditions générales de vente.

**1.2.** « Client » désigne toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) passant une ou plusieurs Commande(s) de Produit à EUROTEC DENTAL, que le Client soit ou non l'utilisateur final du Produit.

**1.3.** « Commande » désigne le contrat d'achat - vente résultant de la confirmation par EUROTEC du bon de Commande d'un Client.

**1.4.** « EUROTEC » désigne EUROTEC DENTAL SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 160 000 €, ayant son siège social à 93200 SAINT-DENIS - 30, boulevard Ornano, RCS Bobigny 382 134 559, vendeur des Produits.

**1.5.** « Produit » désigne tout ou partie des matériels, articles, instruments, machines, mobiliers ou autres dispositifs médicaux et les prestations de service devant être livrés par EUROTEC DENTAL au titre d'une Commande.

**1.6.** « Site Internet » désigne le site internet d'EUROTEC DENTAL <http://www.a-dec.fr>

## ARTICLE 2 Application et opposabilité des conditions générales de ventes

**2.1.** Le fait de passer Commande et/ou d'accepter les Produits commandés emporte l'adhésion définitive, entière et sans réserve du Client aux présentes CGV.

**2.2.** Les présentes CGV l'emporteront sur les conditions pouvant figurer sur la correspondance ou les documents du Client et sont applicables sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM TOM ainsi que la Communauté Européenne.

Toute condition contraire opposée par le Client sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à EUROTEC, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Sont nulles toutes adjonctions, ratures, modifications ou suppressions portées sur les présentes CGV qui ne seraient pas revêtues de l'approbation d'EUROTEC.

Aucune condition particulière, ni Condition Générale d'Achat du Client ne peuvent, sauf acceptation formelle et écrite d'EUROTEC, prévaloir sur les présentes CGV.

**2.3.** Le fait qu'EUROTEC ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir postérieurement de l'une quelconque des dites CGV.

Dans l'éventualité d'accords particuliers prévus contractuellement entre EUROTEC et son Client, ces accords peuvent déroger à certaines dispositions des présentes CGV dont les autres dispositions demeurent applicables en tant que non contraires.

## ARTICLE 3 Notification des Commandes

Pour éviter toutes contestations, les Commandes doivent comporter :

- Le nom ou la raison sociale du Client
- Les adresses précises de facturation et de livraison
- La désignation des produits
- Les quantités (indiquer l'unité : boîte, cartouche, bobine, mètre linéaire, pack...)

- Les références des offres éventuelles

- Les Commandes passées par téléphone engageant le Client dès la réception de l'appel téléphonique par notre société, la réception des marchandises vaut ratification de Commande.

Toute remise de commande implique de la part du Client l'acceptation sans réserve des présentes CGV. Elles font échec à toute clause contraire imprimée ou non, générale ou particulière, qu'EUROTEC n'aurait pas expressément acceptée par écrit.

Les Commandes de Produits sont définitives dès leur transmission par tous moyens à EUROTEC.

Toutes modifications ou annulation de Commande demandée par le Client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit à EUROTEC avant l'expédition des Produits.

La vente est réputée valable qu'au moment de l'acceptation de chaque commande par EUROTEC par quelque moyen que ce soit.

L'acceptation interviendra au plus tard lors de la remise des Produits au Client.

Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord préalable d'EUROTEC.

## ARTICLE 4 Expédition - Livraison - Réception

**4.1.** Les Produits voyagent toujours aux risques et périls du Client. EUROTEC décline toute responsabilité pour les altérations, pertes, avaries survenues en cours de transport.

**4.2.** La livraison est effectuée soit par remise directe des Produits au Client, soit par la délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d'EUROTEC. Les livraisons sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes.

EUROTEC est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

EUROTEC choisit les modes d'expédition et de transport.

**4.3.** Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit au Client, sauf accord formel de notre société, d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer les dommages et intérêts.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers EUROTEC.

EUROTEC est libéré de son obligation d'exécuter les commandes lors de la survenance d'événement de force majeure rendant impossible toute livraison.

**4.4.** La réception résulte de la signature par le Client du récépissé de livraison.

Le Client vérifie les Produits livrés à l'arrivée et fait, le cas échéant, toute réserve en cas d'avarie ou de manquant dans les formes et le délai prévu à l'article L.133-3 du Code de commerce.

Il appartient au Client de notifier, par lettre recommandée, au transporteur ayant effectué la livraison, toute avarie ou perte constatée à l'arrivée, et ce dans un délai de trois (3) jours suivant la réception des Produits, conformément à l'article L.133-3 susvisé, et généralement d'exercer tout recours contre le transporteur.

À défaut de ces réserves, la responsabilité d'EUROTEC ne peut être mise en cause.

Le Client s'engage à ne pas retarder la réception.

## ARTICLE 5 Prix de vente

Les produits sont fournis au tarif EUROTEC en vigueur au moment de la passation de la Commande. Les prix, exprimés en euros, s'entendent nets, emballages compris sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Les prix TTC contiennent la TVA aux taux en vigueur à la date de réception de la Commande par notre société.

EUROTEC s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, EUROTEC s'engage à facturer les Produits commandés aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

## ARTICLE 6 Modalités de paiement

Les factures émises par notre société sont normalement payables au comptant (par chèque, virement bancaire ou postal).

En cas de retard de paiement, EUROTEC pourra suspendre toutes les commandes en cours jusqu'à complet paiement par le Client de ses encours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

Toute somme non payée à l'échéance prévue sur chaque facture entraîne automatiquement l'application de pénalités de retard d'un montant égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture, sans préjudice de l'application des sanctions administratives prévues par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Selon cette même loi, il est également précisé que les délais utilisés par le Client pour vérifier ou accepter les Produits font partie inhérente des délais de règlement et peuvent avoir pour effet ni d'augmenter la durée de ces délais, ni décaler le point de départ du délai maximum de règlement.

Tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues par le Client sont à sa charge.

## ARTICLE 7 Réclamations

Si les produits reçus ne sont pas conformes aux produits commandés ou facturés, le Client doit en aviser immédiatement notre société et au plus tard dans un délai de trois jours francs suivant la réception de la marchandise. Toute réclamation portant sur la qualité d'un produit doit être accompagnée d'un spécimen de l'article comportant le défaut signalé.

Dans la mesure où il est nécessaire de prouver les faits, d'un échantillon du même produit dans son emballage d'origine portant les références utiles pour identification. Aucune réclamation ne sera admise si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées.

Le Client s'interdit de prendre pour motif une réclamation pour diffuser le règlement de sa facture.

## ARTICLE 8 Retours

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord formel de notre société. Les Produits retournés doivent être en état rigoureusement neufs et dans leur emballage d'origine. Les frais de retour sont à la charge du Client.

## ARTICLE 9 Garantie

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière et de fabrication conformément à la garantie prévue par le constructeur pendant un an à la date de livraison (excepté pour les tur-

bines et les noyaux de turbines : 6 mois); la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément défectueux par ses services.

La demande en garantie devra être formulée dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé réception à compter de la constatation du défaut, constatation qui devra intervenir dans un délai raisonnable à compter de la réception de la marchandise livrée. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit, en effet, être soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge de l'acquéreur. Les défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale) ou encore par une utilisation du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur sont exclus de la garantie.

De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions exposées ci-dessus. Il est formellement convenu que le vendeur sera exonéré de toute garantie à raison des vices cachés de la chose vendue.

Pour cette raison, le distributeur s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de Eurotec-dental pour tous produits finis, pièces détachées et consommables de la marque A-DEC.

Toute installation, par le Distributeur, de pièces détachées d'une autre marque sur les produits A-DEC aura pour effet de faire tomber la garantie contractuelle attachée aux matériels vendus.

## ARTICLE 10 Réserve de propriété

EUROTEC conserve l'entière propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix facturé. Ne constitue pas un paiement au sens de cette disposition, la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer. Pendant la durée de la réserve de propriété, les risques ayant été transférés au moment de la livraison, le Client sera responsable de tout dommage subi ou causé par la marchandise. Le Client est tenu d'informer immédiatement EUROTEC de la saisie, au profit d'un tiers des marchandises livrées sous réserve de propriété.

En cas de non-paiement à l'échéance ou dans le cas où le Client fait l'objet avant le paiement intégral d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, EUROTEC se réserve le droit de demander la restitution des Produits par lettre recommandée avec avis de réception aux conditions prévues aux articles 1599 et 2279 du Code civil.

EUROTEC et son transporteur sont autorisés à pénétrer pendant les heures ouvrées du Client dans les locaux où se trouvent les produits, pour procéder à leur enlèvement.

Il est rappelé que les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des Produits par EUROTEC au transporteur ou à l'expéditeur au transfert au Client des risques de perte ou de détérioration des Produits soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

## ARTICLE 11 Contestations

Les présentes CGV sont soumises au droit français. Toutes les contestations relatives aux présentes CGV sont soumises au Tribunal de Commerce de Paris qui sera seul compétent.



Toute L'équipe Eurotec met en place un système de traçabilité et de communication.

---

## INFORMATIONS CONCERNANT LA GARANTIE

---

### RÉGLEMENTATIONS ÉTABLIES ET PRISES EN CHARGE

---

> **Addendum au fichier 86.022.01 Rev R**

---

#### PÉRIODE DE GARANTIE

---

Vérin hydraulique montée et descente	<b>10 ans</b>
Fauteuils, tabourets, éclairages, units, support écran	<b>5 ans</b>
Cordons, modules de commandes et moteur électrique EA-53 d'A-dec	<b>1 an</b>
Garnitures de fauteuils et tabourets A-dec	<b>1 an</b>

---

---

#### DOCUMENTS À UTILISER LORS D'UNE COMMANDE

L'ensemble des documents est téléchargeable en suivant le lien suivant : [www.a-dec.fr/formulaires](http://www.a-dec.fr/formulaires)

---

#### COMMANDE DES PIÈCES SOUS GARANTIE

---

> **Document à utiliser pour toute demande de prise sous garantie**

- Prendre note des index (1) & (2)
- Bien renseigner tous les éléments requis :
  - Joindre photos (pour justification norme ISO)
- Envoyer le document à Eurotec aux adresses suivantes :
  - [jean-philippe@eurotec-dental.fr](mailto:jean-philippe@eurotec-dental.fr)
  - [stephane@eurotec-dental.fr](mailto:stephane@eurotec-dental.fr)

---

#### COMMANDE ÉQUIPEMENT A-DEC

---

> **Document à remplir pour chaque commande d'équipement A-dec**

- Le document doit être rempli en intégralité pour être traité dans les meilleurs délais
- Retourner le document à Eurotec à l'adresse suivante :
  - [stephane@eurotec-dental.fr](mailto:stephane@eurotec-dental.fr)

---

#### ACTIVATION DE LA GARANTIE

---

> **Document à remplir lorsque l'installation et la prise en main sont effectuées**

- Faire signer par le client dentiste
  - Retourner le document rempli à Eurotec aux adresses mail suivantes :
    - [jean-philippe@eurotec-dental.fr](mailto:jean-philippe@eurotec-dental.fr)
    - [benoit@eurotec-dental.fr](mailto:benoit@eurotec-dental.fr)
-



A-dec garantit les produits listés ci-après contre un défaut de la matière ou de la fabrication, achetés uniquement chez un concessionnaire agréé A-dec à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2015. A-dec se donne l'obligation sous la période de garantie de changer la pièce par le même modèle ou une équivalence identique en performance.

La réparation ou le remplacement des pièces dépend des options de styles ou de couleurs disponibles au moment de la demande en garantie. Si le produit ou la teinte/couleur n'est plus disponible A-dec se réserve le droit de remplacer un nouvel élément par un autre style ou une autre teinte ou couleur.

## PÉRIODE DE GARANTIE

Vérin hydraulique montée et descente	<b>10 ans</b>
Fauteuils, tabourets, éclairages, units, support moniteur, meubles	<b>5 ans</b>
A-dec EA-53 moteur électrique, cordon et module de contrôle électronique Satelec et Bien Air, micro-moteur Bien Air	<b>1 an</b>
Cordon instrument, selleries, tuyau d'aspiration, pièce consommable d'usure (filtre, joint, ressort, membrane, cartouche, valve, interrupteur)	<b>1 an</b>

### La garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Non-retour du certificat d'enregistrement à Eurotec Dental.
2. Dommage dû à : mauvaise installation, installation non-conforme, matériel non installé par un concessionnaire A-dec, défaut d'entretien, accident, abus, négligence, modifications, transport ou catastrophe naturelle.
3. Dommage résultant du non-respect des consignes d'entretien, de l'utilisation de produits chimiques et du processus de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation.
4. Les produits consommables utilisés après la date d'expiration indiquée sur l'emballage.
5. Tous les autres produits non fabriqués par A-dec, OEM inclus, sont couverts par la garantie du fabricant d'origine et non par celle d'A-dec.

**Exemples (mais sans s'y limiter) :** stérilisateurs, matériel d'entretien, lampes à polymériser, caméra, instruments à ultrasons, modules de commande, moteurs électriques, instruments et turbines

Le non-respect des instructions fournies dans le mode d'emploi A-dec (instructions d'utilisation et d'entretien) entraîne l'annulation de la garantie. Pour toutes informations réglementaires, caractéristiques techniques et pour toutes questions, contactez le service clientèle A-dec.

## FAUTEUILS SEULS

Teintes A-dec .....	<b>11</b>
Fauteuil A-dec 311 .....	<b>12</b>
Compatibilité .....	<b>13</b>
Fauteuil A-dec 411 .....	<b>14</b>
Compatibilité .....	<b>15</b>
Fauteuil A-dec 511 +Plus .....	<b>16</b>
Compatibilité .....	<b>17</b>

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Unit Radius 333/332/336 .....	<b>23</b>
Claviers .....	<b>24</b>
Unit 533/532 +Plus .....	<b>25</b>
Unit 533/532 +Plus Options .....	<b>26</b>
Clavier A-dec 500 +Plus .....	<b>27</b>
Cascade Doctor Cart 2562 .....	<b>28</b>
Unit Montage Meuble 342 .....	<b>29</b>
Unit Distribution arrière 541 +Plus/541E +Plus .....	<b>30</b>

## CASCADE DOCTOR CART

<b>Pack 1/2</b> Cart 2562 .....	<b>32</b>
<b>Pack 3/4</b> Cart 2562 Optima Pro .....	<b>34</b>

## GAMME A-DEC 311

<b>Pack 4 333 Radius Continental</b> Standard .....	<b>37</b>
<b>Pack 5 333 Radius Continental</b> Deluxe MCX ou NLX .....	<b>41</b>
<b>Pack 6 333 Radius Continental</b> Deluxe Induction-Endo .....	<b>45</b>
<b>Pack 7 332 Radius Traditionnel</b> Standard .....	<b>49</b>

<b>Pack 8 332 Radius Traditionnel</b> Deluxe MCX ou NLX .....	<b>53</b>
<b>Pack 9 332 Radius Traditionnel</b> Deluxe Induction-Endo .....	<b>57</b>
<b>Pack 10 336 Radius Traditionnel</b> Standard .....	<b>61</b>
<b>Pack 11 336 Radius Traditionnel</b> Deluxe MCX ou NLX .....	<b>65</b>
<b>Pack 12 336 Radius Traditionnel</b> Deluxe Induction-Endo .....	<b>69</b>

## GAMME A-DEC 411

<b>Pack 13 411/333 Continental</b> Standard .....	<b>75</b>
<b>Pack 14 411/333 Continental</b> Deluxe MCX ou NLX .....	<b>79</b>
<b>Pack 15 411/333 Continental</b> Deluxe Induction-Endo .....	<b>83</b>
<b>Pack 16 411/332 Traditionnel</b> Standard .....	<b>87</b>
<b>Pack 17 411/332 Traditionnel</b> Deluxe MCX ou NLX .....	<b>91</b>
<b>Pack 18 411/332 Traditionnel</b> Deluxe Induction-Endo .....	<b>95</b>
<b>Pack 19 411/336 Traditionnel</b> Standard .....	<b>99</b>
<b>Pack 20 411/336 Traditionnel</b> Deluxe MCX ou NLX .....	<b>103</b>
<b>Pack 21 411/336 Traditionnel</b> Deluxe Induction-Endo .....	<b>107</b>

## GAMME A-DEC 511

<b>Pack 22 533 Continental</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	<b>113</b>
<b>Pack 23 533 Continental</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	<b>117</b>
<b>Pack 24 532 Traditionnel</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	<b>121</b>
<b>Pack 25 532 Traditionnel</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	<b>125</b>

## GAMME A-DEC 342

<b>Pack 26/27/28 Montage meuble</b>	
<b>342 Standard</b> .....	<b>131</b>
<b>Pack 29/30/31 Montage meuble</b>	
<b>342 Deluxe MCX ou NLX</b> .....	<b>135</b>
<b>Pack 32/33/34 Montage meuble</b>	
<b>342 Deluxe Induction-Endo</b> .....	<b>139</b>

## GAMME A-DEC 541

<b>Pack 35/36/37 Distribution arrière</b>	
<b>541 Standard</b> .....	<b>145</b>
<b>Pack 38/39/40 Distribution arrière</b>	
<b>541 Deluxe MCX ou NLX</b> .....	<b>149</b>
<b>Pack 41/42/43 Distribution arrière</b>	
<b>541 Deluxe Induction-Endo</b> .....	<b>153</b>

## GAMME A-DEC 541E

<b>Pack 44/45/46 Distribution arrière</b>	
<b>541E Standard</b> .....	<b>159</b>
<b>Pack 47/48/49 Distribution arrière</b>	
<b>541E Deluxe MCX ou NLX</b> .....	<b>163</b>
<b>Pack 50/51/52 Distribution arrière</b>	
<b>541E Deluxe Induction-Endo</b> .....	<b>167</b>

## ACCESSOIRES

Teintes A-dec .....	<b>172</b>
Garnitures pour fauteuil A-dec .....	<b>173</b>
Tabouret 421/422 .....	<b>174</b>
Tabouret praticien 521 .....	<b>175</b>
Tabouret assistant(e) 522 .....	<b>176</b>
Tabouret assistant(e) 522D .....	<b>177</b>
Éclairage LED .....	<b>178</b>
Éclairage 572L .....	<b>180</b>
> <i>fauteuil 311/411 Radius</i>	
Éclairage 572L .....	<b>181</b>
> <i>fauteuil 511 +Plus</i>	
Crachoir 461 .....	<b>182</b>
> <i>fauteuil 311/411/511 +Plus</i>	
Durr Dental .....	<b>183</b>
Support aspiration 351 .....	<b>184</b>
> <i>fauteuil 311/411/511 +Plus</i>	
Support aspiration 551 .....	<b>185</b>
> <i>fauteuil 311/411/511 +Plus</i>	
A-dec 545 .....	<b>187</b>
Support écran .....	<b>188</b>
> <i>fauteuil 311/411</i>	
Support écran .....	<b>189</b>
> <i>fauteuil 511 +Plus</i>	
Porte-plateau .....	<b>190</b>
> <i>Unit 333/332/335/334/336/342</i>	
Porte-plateau .....	<b>191</b>
> <i>Unit 533 +Plus/532 +Plus</i>	
Porte-plateau .....	<b>192</b>
ICX .....	<b>193</b>
ICX Renew .....	<b>194</b>
Third Hand .....	<b>195</b>
Seringue/système eau propre .....	<b>196</b>
Pédale pneumatique à levier .....	<b>197</b>
Comparatif gammes .....	<b>198</b>





# FAUTEUILS SEULS



Teintes A-dec .....	<b>11</b>
Fauteuil A-dec 311 .....	<b>12</b>
Compatibilité .....	<b>13</b>
Fauteuil A-dec 411 .....	<b>14</b>
Compatibilité .....	<b>15</b>
Fauteuil A-dec 511 +Plus .....	<b>16</b>
Compatibilité .....	<b>17</b>



GARNITURES FAUTEUIL



Fauteuil 311  
Garniture Lisse



Fauteuil 311  
Garniture Luxe



Fauteuil 411  
Garniture Lisse



Fauteuil 411  
Garniture Luxe



Fauteuil 511  
Garniture Lisse



Fauteuil 511  
Garniture Luxe

Teintes disponibles en sellerie **Standard « lisse »**



Sapphire Indigo Amethyst Black Tawny Hazelnut Paprika Driftwood Sky blue Lemongrass

Teintes disponibles **uniquement** en sellerie **Luxe « avec coutures »**



Lapis Diplomat blue Plum Ebony Sable Papyrus Campfire Timberwolf Pacific Parrot



Blueberry Cyan Charcoal Granite Pecan Curry Cave Arctic Fuschia Arugula



Poseidon Chamois St John Apricot Vivid Punch Salt Riviera Sky Shore Schooner

## FAUTEUIL 311



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dossier très fin (25 mm) flexible
- Tête coulissante avec double articulation, avec bouton de serrage
- Accoudoirs en élastomère 2 positions pour faciliter l'accès et la sortie du patient
- Pièce adaptation intégrée au fauteuil pour montage simultané unit, éclairage et/ou écran moniteur
- Fauteuil droitier ou gaucher
- Garniture lisse sans couture (« Luxe » en option)
- Montage unit version radius ou pedestal
- Transformateur 300 W intégré dans le fauteuil
- Variation maximale de descente et de montée du fauteuil (349 mm-800 mm)
- Sans pédale
- Sans boîte au sol

Fauteuil A-dec 300	Référence	Prix € TTC
Fauteuil 311, garniture lisse dossier avec tête double articulation	311B	12 300

## OPTIONS

€ TTC

62016301	<b>Pédale de commande fauteuil 311</b> <i>Obligatoire si fauteuil seul sans unit</i>	810
620947XX	<b>Garniture lisse pour fauteuil 311</b>	2 700
620956XX	<b>Garniture luxe pour fauteuil 311</b>	4 300
	<b>Supplément garniture 311 luxe</b>	1 600
41150601	<b>Boîte au sol pour fauteuil 311</b>	730

## FAUTEUIL 311 COMPATIBILITÉ



**A-dec 311**  
**Système Radius**  
 Fauteuil droitier ou gaucher



**461**  
 Crachoir



**332** Traditionnelle



**333** Continental  
 Unit



**336** Traditionnelle



**551**  
 Bras assistant(e)



**572L** Led  
 Éclairage



**382**



**381**



**482**

Support écran avec bras

## FAUTEUIL 411

NOUVEAU



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Tête à double articulation, ajustable par glissement avec levier de verrouillage
- Dossier souple et ultra-fin
- Accoudoirs en élastomère pour plus de confort, 2 positions
- Pièce d'adaptation intégrée au fauteuil pour montage simultané unit, éclairage et/ou écran moniteur
- Rotation de l'assise du fauteuil de 60°
- Fauteuil gaucher ou droitier
- Garniture lisse sans couture (« Luxe » en option)
- Transformateur 300 W intégré
- Variation maximale de descente et de montée du fauteuil (de 349 mm à 800 mm)
- Sans pédale
- Sans boîte au sol


Fauteuil A-dec 400	Référence	Prix € TTC
Fauteuil 411, garniture lisse dossier avec tête à double articulation	411 LH	17 100

## OPTIONS

€ TTC

62016301	<b>Pédale de commande fauteuil</b> <i>Obligatoire si fauteuil seul sans unit</i>	810
62087400	<b>Garniture lisse pour fauteuil 411</b>	2 700
62087200	<b>Garniture luxe pour fauteuil 411</b>	4 300
	<b>Supplément garniture 411 luxe</b>	1 600
41150601	<b>Boîte au sol pour fauteuil 411</b>	730

# FAUTEUIL 411 COMPATIBILITÉ



**A-dec 411**



**461**  
Crachoir



**332** Traditionnelle



**333** Continental  
Unit



**336** Traditionnelle



**551**  
Bras assistant(e)



**572L** Led  
Éclairage



**382**



**381**



**482**

Support écran avec bras

FAUTEUIL **511+Plus****CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- Têteière double articulation, ajustable par glissement avec levier de verrouillage
- Dossier souple et ultra-fin (32 mm)
- Accoudoirs amovibles, avec 2 positions, dessus souple
- Rotation de l'assise du fauteuil de 60° (30° de chaque côté du centre)
- Fauteuil gaucher ou droitier
- Garniture lisse sans couture (« luxe » en option)
- Transformateur 300 W intégré
- Variation maximale de descente et de montée du fauteuil (de 343 mm à 800 mm)
- Sans pédale
- Sans boîte au sol
- Pièce adaptation pour montage simple ou double d'un système unit, avec éclairage et/ou support écran modèle 482

Fauteuil A-dec 500 +Plus	Référence	Prix € TTC
Fauteuil 511, garniture lisse Dossier avec têteière double articulation	<b>511C</b>	<b>20 300</b>

**OPTIONS**

€ TTC

62016301	<b>Pédale de commande fauteuil 511</b> <i>Obligatoire si fauteuil seul sans unit</i>	810
62099800	<b>Garniture lisse pour fauteuil 511</b>	2 700
62100000	<b>Garniture luxe pour fauteuil 511</b>	4 300
	<b>Supplément garniture 511 luxe</b>	1 600
41150601	<b>Boîte au sol pour fauteuil 511</b>	730



## FAUTEUIL 511+Plus COMPATIBILITÉ



A-dec 511 +Plus


**461**  
Crchoir

**532 Traditionnel**

**533 Continental**

Unit


**551**  
Bras assistant(e)

**572L Led**  
Éclairage

**482**  
Support écran avec bras





# DESCRIPTIF TECHNIQUE

Unit Radius 333/332/336 .....	<b>21</b>
Claviers .....	<b>22</b>
Unit 533/532 +Plus .....	<b>23</b>
Unit 533/532 +Plus Options .....	<b>24</b>
Clavier A-dec 500 +Plus .....	<b>25</b>
Cascade Doctor Cart 2562 .....	<b>26</b>
Unit Montage Meuble 342 .....	<b>27</b>
Unit Distribution arrière 541 +Plus/541E +Plus .....	<b>28</b>



UNIT RADIUS **333/332/336****Unit tête traditionnelle 332**

Cordons pendants

**Unit tête traditionnelle 336**

Cordons pendants

**Unit tête continental 333**  
à fouets**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- Choix entre :
  - clavier **standard** : commande et programmation du fauteuil, éclairage, crachoir et jet de verre
  - clavier **Deluxe** : idem + affichage et programmation de la vitesse pour 2 micro-moteurs électriques, avec fonctions Endo
- Système d'alimentation en eau propre de l'unité, avec réservoir de 2 litres à déconnexion rapide
- Bras flexible avec frein pneumatique 333 et 332
- Bras réglable en hauteur manuellement 336
- **333** : 3 fouets + seringue (possibilité 5° fouet)
- **332/336** : 3 modules + seringue (possibilité 5° module)
- Seringue Continental autoclavable
- Platine lumière pour 4 instruments incorporés
- Pédale de commande avec coupure eau, air
- Montage **uniquement sur nouveau** fauteuil 311 et 411
- Porte-plateau standard sans plateau inox
- Unit droitier ou gaucher

## CLAVIERS



### Clavier deluxe A-dec 300

#### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Le clavier deluxe offre :

- 3 programmes de positionnement du fauteuil
- 1 bouton de commande de l'éclairage
- 2 boutons pour les commandes de jet de verre et jet de crachoir

Il intègre le contrôle de la vitesse et la programmation de 2 moteurs électriques à induction, ce dernier peut utiliser la fonction Endo (touche « e » du clavier) pour le traitement canalair.

Il permet également le contrôle de la puissance d'un détartreur piézoélectrique.

### Clavier standard A-dec 300

#### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Le clavier standard offre :


- 4 programmes de positionnement du fauteuil
- 1 bouton de commande de l'éclairage avec une position composite et une position intensité maximum
- 2 boutons pour les commandes jet de crachoir et jet de verre

## UNIT 533/532+Plus

**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- Couleur blanche avec accents gris
- Système d'alimentation en eau propre de l'unité, avec réservoir de 2 litres à déconnexion rapide
- Bras flexible balancé avec positionnement automatique
- Bloc de commande pneumatique pour 4 instruments dynamiques
- Seringue autoclavable à déconnexion rapide
- Pédale de commande à disque
- Intégration possible de 6 accessoires, instruments
- 6 fouets possibles 533 (4 + 2 en option)
- 6 positions actives 532
- Platine lumière pour 4 instruments avec réglage indépendant
- Clavier Deluxe +Plus
- Configuration pour utilisation droitier ou gaucher
- Cordon ombilical avec accessoires (457 mm)
- Pièce d'adaptation pour fauteuil 511C
- Câble USB (3800 mm) de la tête Unit au fauteuil
- Réglage air de spray
- Réglage eau indépendant pour chaque instrument avec Led de signalisation

## UNIT 533/532+Plus Options

**CARACTÉRISTIQUES DES ACCESSOIRES INTÉGRÉS**

- Emplacement spécifique de chaque accessoire pour une intégration optimale
- Installation optimale pour l'acheminement des tuyaux et câbles
- 1 seul détartreur par unit maximum
- 2 moteurs électriques par unit maximum

**POSITIONS :**

- ① Seringue
- ② Turbine lumière/détartreur Acteon ou EMS/Moteur MCX ou NLX
- ③ Turbine lumière/détartreur Acteon ou EMS/Moteur MCX ou NLX
- ④ Turbine lumière/détartreur Acteon ou EMS/Moteur MCX ou NLX
- ⑤ Turbine lumière/détartreur Acteon ou EMS/Moteur MCX ou NLX
- ⑥ Lampe à photopolymériser/seringue/caméra intra-orale/sécheur de dents A-dec



# CLAVIER A-DEC 500+PLUS



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

**L'écran du clavier Deluxe +PLUS n'affiche que ce dont vous avez besoin en fonction de la procédure ou de l'activation manuelle.**

**Inclinaison d'écrans positionnable, l'écran est équipé d'un bras rotatif pour une vision précise sous tous les angles. La glace tactile de l'écran est très facile à nettoyer.**

- Écran intelligent, les commandes en forme d'icône affichent uniquement les paramètres nécessaires.
- La lecture de l'écran d'activation automatisée s'active lorsque vous prenez un instrument.
- Double réglage opérateur permettant un accès personnalisé aux réglages sur un équipement partagé.
- Les paramètres programmables sont disponibles pour deux utilisateurs (désignés par A et B).
- Le bouton de réglage de l'eau est éclairé par une LED pour un meilleur contrôle visuel.
- Eau de refroidissement : activez et désactivez cette fonction sur l'écran ou à l'aide de la pédale de commande. Le voyant de l'unité indique la position de votre instrument.
- Définissez des vitesses spécifiques sur les moteurs électriques, utilisez ces préréglages de mémoire pour vos autres instruments compatibles.

# CASCADE DOCTOR CART 2562



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Tête montée 3 instruments dynamiques (max. 4)
- Seringue autoclavable
- Réglage des sprays avec clés autoclavables
- Système Century Plus avec non rétraction de l'eau et rinçage des instruments
- Pédale de commande avec coupure eau, air et chip blower
- Pied en U fixe
- Boîte au sol inox médium
- Système d'alimentation en eau propre de l'unit

Cascade 2562 Doctor cart (nu, sans cordons ni instruments)

**8 400 € TTC**

## OPTIONS

€ TTC

38037500	<b>Module instrument supplémentaire sans cordon</b>	900
98109400	<b>Cordon 4 trous A-dec</b>	200
43026100	<b>Transformateur 300 W avec protection et coupure</b>	1042
82030504	<b>Inverseur eau propre/eau de ville</b>	105
04300100	<b>Plateau inox 241 x 343 mm</b>	99
39079000	<b>Coussin adhérent</b>	10

## UNIT MONTAGE MEUBLE 342



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Tête avec 4 modules + 1 seringue autoclavable, sans cordons
- Platine lumière pour 4 instruments incorporés
- Livré sans clavier, en option avec clavier standard ou clavier deluxe
- Système d'alimentation en eau propre de l'unit unique avec réservoir de 2 litres à déconnexion rapide
- Réglage des sprays avec clés démontables
- Réglage de l'alimentation des turbines
- Bras fixe 30 cm
- Bras flexible 43 cm avec frein pneumatique sur une poignée
- Pédale de commande avec coupure eau et air
- **Sans boîte au sol**

Unit Montage Meuble 342	Référence	Prix € TTC
Unit Montage Meuble 342 (nu, sans cordons ni instruments)	342C	10 700
Supplément version 342 Bras long		1 300

## OPTIONS

€ TTC

77093300	<b>Porte-plateau standard</b>	530
77093200	<b>Porte-plateau large</b>	620
98116400	<b>Cordon lumière silicone A-dec</b>	355
77029701	<b>Clavier standard</b>	730
04300100	<b>Plateau inox</b>	99
43026100	<b>Transformateur 300 W avec protection et coupure</b>	1042

UNIT DISTRIBUTION ARRIÈRE **541+PLUS/541E+PLUS**

**Distribution arrière**  
12 O'CLOCK

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Couleur blanche avec accents gris
- Livré avec clavier standard, en option avec clavier deluxe **+Plus**
- Système d'alimentation en eau propre de l'unit avec réservoir de 2 litres à déconnexion rapide
- Bloc de commande pneumatique pour 4 instruments
- Seringue autoclavable à déconnexion rapide
- Pédale de commande à disque
- Intégration possible de 6 accessoires, instruments
- Support instruments réglable individuellement
- Support instruments réglable en hauteur
- Platine lumière pour 4 instruments avec réglage indépendant
- Montage au sol avec fixation
- Clavier assistante avec fonctions
- Réglage air de spray
- Réglage eau indépendant pour chaque instrument
- Support aspiration avec contacts électriques, nouveau tuyau Easyflex
- Filtre à solides, tuyau HVE, tuyau pompe à salive
- Surface de travail (571,5 mm) ronde et réglable en hauteur
- Pied en inox pour fixation dans le meuble livré avec 541E


Unit Distribution arrière 541	Référence	Prix € TTC
Unit 541 Distribution arrière 12 O'CLOCK (nu, sans cordons ni instruments)	<b>541CS</b>	<b>13 900</b>
Unit 541E Distribution arrière 12 O'CLOCK (nu, sans cordons ni instruments) <i>Livré sans le bras aspiration et sans le plateau réglable en hauteur</i>	<b>541ECS</b>	<b>11 500</b>

### OPTIONS

€ TTC

98116700	<b>Cordon lumière silicone A-dec</b>	355
43026100	<b>Transformateur 300 W avec protection et coupure</b>	1042
90108000	<b>Boîtier relais pour déclenchement aspiration</b>	480

# CASCADE DOCTOR CART



**Pack 1** Cart 2562 ..... **30**

**Pack 2/3** Cart 2562 Optima Pro. .... **32**

**PACKAGE****PACK 1****2562****CART 2562**  
SANS FAUTEUIL

- 4 instruments dynamiques au maximum
- Kit eau propre
- 1 module seringue
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX LED
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim

**14 600 € TTC**

**OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE****KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR** € TTC

38037500	Kit instrument supplémentaire	900
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2 485
98116400	Cordon lumière	355
04415800	Interrupteur pneumatique	96

**TOTAL TTC 3 836****KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR** € TTC

38037500	Kit instrument supplémentaire	900
BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1 184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur lumière	235

**TOTAL TTC 2 769****KIT DÉTARTEUR ACTEON NEWTRON** € TTC

38037500	Kit instrument supplémentaire	900
SAF55484	Kit module détartreur Newtron Slim	1 747
04415800	Interrupteur pneumatique	96

**TOTAL TTC 2 743****KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED** € TTC

38037500	Kit instrument supplémentaire	900
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1 800

**TOTAL TTC 2 700**

## PACKAGE



## PACK 2

## 2562

**CART 2562**  
SANS FAUTEUIL

- 4 instruments dynamiques au maximum
- Kit eau propre
- **Clavier de commande OPTIMA MX2 INT PRO**
- 1 module seringue
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique LED Bien Air MX2
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim

**16 900 € TTC**

## PACK 3

## 2562

**CART 2562**  
SANS FAUTEUIL

- 4 instruments dynamiques au maximum
- Kit eau propre
- **Clavier de commande OPTIMA MX2 INT PRO**
- 1 module seringue
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **2 modules moteurs électriques LED Bien Air MX2**
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim

**20 000 € TTC**



## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

38037500	Kit instrument supplémentaire	900
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2 485
98116400	Cordon lumière	355
04415800	Interrupteur pneumatique	96

#### TOTAL TTC

**3 836**

### KIT DÉTARTEUR ACTEON NEWTRON

€ TTC

38037500	Kit instrument supplémentaire	900
SAF55484	Kit module détartreur Newtron Slim	1 747
04415800	Interrupteur pneumatique	96

#### TOTAL TTC

**2 743**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED

€ TTC

38037500	Kit instrument supplémentaire	900
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1 800

#### TOTAL TTC

**2 700**





GAMME

# A-DEC 311

<b>Pack 4 333 Radius Continental</b>	
Standard .....	37
<b>Pack 5 333 Radius Continental</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	41
<b>Pack 6 333 Radius Continental</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	45
<b>Pack 7 332 Radius Traditionnel</b>	
Standard .....	49
<b>Pack 8 332 Radius Traditionnel</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	53
<b>Pack 9 332 Radius Traditionnel</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	57
<b>Pack 10 336 Radius Traditionnel</b>	
Standard .....	61
<b>Pack 11 336 Radius Traditionnel</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	65
<b>Pack 12 336 Radius Traditionnel</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	69



# PACK 333 CONTINENTAL Standard

PACK 4  
(FOUETS)



*Modèle présenté avec le clavier Deluxe*

## PACKAGE



333

## 333

**UNIT RADIUS CONTINENTAL 333**  
 À FOUETS

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain



311

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**31 400 € TTC**



Clavier **standard**



333

311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3039</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur lumière	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2068</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2646</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1999</b>





# PACK 333 CONTINENTAL

Deluxe MCX ou NLX

PACK 5  
(FOUETS)



**PACKAGE**

333

**333****UNIT RADIUS CONTINENTAL 333**  
À FOUETS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain



311

**311****FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**33 400 € TTC**



333

Clavier **Deluxe**



311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3039</b>
KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1618</b>
KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1618</b>
KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2646</b>
KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1999</b>



# PACK 333 CONTINENTAL

Deluxe Induction-Endo

PACK 6  
(FOUETS)



## PACKAGE



333

## 333

**UNIT RADIUS CONTINENTAL 333**  
 À FOUETS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain



311

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

34 400 € TTC



333

Clavier **Deluxe**



311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3039</b>
KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1852</b>
KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2646</b>
KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED		€ TTC
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1999</b>





# PACK 332 TRADITIONNEL Standard

PACK 7  
(CORDONS PENDANTS)



*Modèle présenté avec le clavier Deluxe*

## PACKAGE



332



311

## 332

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 332**  
 CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiqués au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**30 400 € TTC**



Clavier **standard**



332

311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur lumière	256
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1890</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>



# PACK 332 TRADITIONNEL

Deluxe MCX ou NLX

PACK 8  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



332



311

## 332

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 332**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**32 400 € TTC**



Clavier **Deluxe**



332

311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED</b>		€ TTC
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1 184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	256
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1440</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO</b>		€ TTC
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1 184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>





# PACK 332 TRADITIONNEL

Deluxe Induction-Endo

PACK 9  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



332



311

## 332

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 332**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**33 400 € TTC**



Clavier **Deluxe**



332

311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO</b>		€ TTC
NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1 187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1 653</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>



# PACK 336 TRADITIONNEL Standard

PACK **10**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



336



311

## 336

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 336**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiqués au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**28 400 € TTC**



Clavier **standard**

336



311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur lumière	256

**TOTAL TTC 1890**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**






# PACK 336 TRADITIONNEL

Deluxe MCX ou NLX

PACK **11**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



336



311

## 336

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 336**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**30 400 € TTC**



Clavier **Deluxe**

336



311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED</b>		€ TTC
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1 184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	256
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1440</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO</b>		€ TTC
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1 184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>




# PACK 336 TRADITIONNEL

Deluxe Induction-Endo

PACK **12**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



336



311

## 336

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 336**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 311

**FAUTEUIL 311 RADIUS**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture avec tête double articulation

Package Fauteuil 311

**31 400 € TTC**



Clavier **Deluxe**



336

311

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO

€ TTC

NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1 187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466

**TOTAL TTC 1 653**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**







GAMME

# A-DEC 411

<b>Pack 13 411/333 Continental</b>	
Standard .....	75
<b>Pack 14 411/333 Continental</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	79
<b>Pack 15 411/333 Continental</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	83
<b>Pack 16 411/332 Traditionnel</b>	
Standard .....	87
<b>Pack 17 411/332 Traditionnel</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	91
<b>Pack 18 411/332 Traditionnel</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	95
<b>Pack 19 411/336 Traditionnel</b>	
Standard .....	99
<b>Pack 20 411/336 Traditionnel</b>	
Deluxe MCX ou NLX .....	103
<b>Pack 21 411/336 Traditionnel</b>	
Deluxe Induction-Endo .....	107



# PACK 411/333 CONTINENTAL *Standard*

PACK **13**  
(FOUETS)



*Modèle présenté avec le clavier Deluxe*

**PACKAGE**

333

**333****UNIT RADIUS CONTINENTAL 333  
À FOUETS**

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain




411 LH

**411 LH****FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

**37 200 € TTC**



Clavier **standard**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 3039**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur lumière	235

**TOTAL TTC 2068**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2646**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800

**TOTAL TTC 1999**



# PACK 411/333 CONTINENTAL Deluxe MCX ou NLX

PACK **14**  
(FOUETS)



**PACKAGE**

333

**333****UNIT RADIUS CONTINENTAL 333  
À FOUETS**

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain



411 LH

**411 LH****FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

**39 200 € TTC**





Clavier **Deluxe**

### OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

#### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 3039**

#### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	235

**TOTAL TTC 1618**

#### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235

**TOTAL TTC 1618**

#### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2646**

#### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED € TTC

90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800

**TOTAL TTC 1999**



# PACK 411/333 CONTINENTAL *Deluxe Induction-Endo*

PACK **15**  
(FOUETS)



**PACKAGE**

333



411 LH

**333****UNIT RADIUS CONTINENTAL 333**  
À FOUETS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

**411 LH****FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

**40 200 € TTC**



Clavier **Deluxe**

### OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3039</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1852</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2646</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED</b>		<b>€ TTC</b>
90120500	Kit instrument supplémentaire	199
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1999</b>



# PACK 411/332 TRADITIONNEL *Standard*

PACK **16**  
(CORDONS PENDANTS)



*Modèle présenté avec le clavier Deluxe*

## PACKAGE



332



411 LH

## 332

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 332**  
 CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 411 LH


**FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

36 200 € TTC





Clavier **standard**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC**

**2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur lumière	256

**TOTAL TTC**

**1890**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack**

**700**

**TOTAL TTC**

**2477**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC**

**1800**



# PACK 411/332 TRADITIONNEL *Deluxe MCX ou NLX*

PACK **17**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



332



411 LH

## 332

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 332**  
 CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## 411 LH

**FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

**38 200 € TTC**



Clavier **Deluxe**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		<b>€ TTC</b>
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED</b>		<b>€ TTC</b>
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	256
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1440</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO</b>		<b>€ TTC</b>
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		<b>€ TTC</b>
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED</b>		<b>€ TTC</b>
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>



# PACK 411/332 TRADITIONNEL *Deluxe Induction-Endo*

PACK **18**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



332



411 LH

**332****UNIT RADIUS TRADITIONNEL 332**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

**411 LH****FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

**39 200 € TTC**





Clavier **Deluxe**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR € TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO € TTC

NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466

**TOTAL TTC 1653**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN € TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED € TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**



# PACK 411/336 TRADITIONNEL Standard

PACK **19**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



336



411 LH

## 336

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 336**  
 CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiqués au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain


## 411 LH

**FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

34 200 € TTC



Clavier **standard**

336

411 LH

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		<b>€ TTC</b>
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		<b>€ TTC</b>
BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur lumière	256
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1890</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		<b>€ TTC</b>
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED</b>		<b>€ TTC</b>
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>



# PACK 411/336 TRADITIONNEL Deluxe MCX ou NLX

PACK **20**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



336



411 LH

**336****UNIT RADIUS TRADITIONNEL 336**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

**411 LH****FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

**36 200 € TTC**





336

Clavier **Deluxe**

411 LH

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		<b>€ TTC</b>
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED</b>		<b>€ TTC</b>
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	256
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1440</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO</b>		<b>€ TTC</b>
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		<b>€ TTC</b>
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED</b>		<b>€ TTC</b>
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>



# PACK 411/336 TRADITIONNEL *Deluxe Induction-Endo*

PACK **21**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



336



411 LH

**336****UNIT RADIUS TRADITIONNEL 336**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module moteur électrique à induction NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

**411 LH****FAUTEUIL 411 LH**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 411

**37 200 € TTC**



Clavier **Deluxe**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR € TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO € TTC

NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466

**TOTAL TTC 1653**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN € TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED € TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**





GAMME

# A-DEC 511 +PLUS

**Pack 22 533 Continental**

Deluxe MCX ou NLX ..... **113**

**Pack 23 533 Continental**

Deluxe Induction-Endo ..... **117**

**Pack 24 532 Traditionnel**

Deluxe MCX ou NLX ..... **121**

**Pack 25 532 Traditionnel**

Deluxe Induction-Endo ..... **125**





# PACK 533 CONTINENTAL

Deluxe MCX ou NLX

PACK 22  
(FOUETS)



**PACKAGE****533 + Plus****533 + Plus****UNIT RADIUS CONTINENTAL 533 + Plus**  
À FOUETS

- Avec clavier de commande **Deluxe + Plus**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur ACTEON Newtron Slim ou EMS No Pain

**511 + Plus****511 + Plus****FAUTEUIL 511 + Plus**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 511

**47 200 € TTC**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR € TTC

77183000	Kit instrument supplémentaire	250
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 3090**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED € TTC

77183000	Kit instrument supplémentaire	250
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	235

**TOTAL TTC 1669**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO € TTC

77183000	Kit instrument supplémentaire	250
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235

**TOTAL TTC 1669**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN € TTC

77183000	Kit instrument supplémentaire	250
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2697**

## OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED € TTC

77183000	Kit instrument supplémentaire	250
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800

**TOTAL TTC 2050**

### KIT SÉCHEUR DE DENTS A-DEC € TTC

77183000	Kit instrument supplémentaire	250
11023200	Kit module sècheur de dents	950

**TOTAL TTC 1200**



# PACK 533 CONTINENTAL Deluxe Induction-Endo

PACK 23  
(FOUETS)



**PACKAGE****533 + Plus****533 + Plus****UNIT RADIUS CONTINENTAL 533 + Plus**  
À FOUETS

- Avec clavier de commande **Deluxe + Plus**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur ACTEON Newtron Slim ou EMS No Pain

**511 + Plus****511 + Plus****FAUTEUIL 511 + Plus**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 511

**48 200 € TTC**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
77183000	Kit instrument supplémentaire	250
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>3090</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO</b>		€ TTC
77183000	Kit instrument supplémentaire	250
NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1903</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
77183000	Kit instrument supplémentaire	250
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2697</b>

## OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED</b>		€ TTC
77183000	Kit instrument supplémentaire	250
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2050</b>
<b>KIT SÈCHEUR DE DENTS A-DEC</b>		€ TTC
77183000	Kit instrument supplémentaire	250
11023200	Kit sècheur de dents	950
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1200</b>





# PACK 532 TRADITIONNEL Deluxe MCX ou NLX

PACK 24  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



532 +Plus



511 +Plus

## 532 +Plus

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 532 +Plus**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe +Plus**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur ACTEON Newtron Slim ou EMS No Pain

## 511 +Plus

**FAUTEUIL 511 +Plus**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 511

**46 200 € TTC**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED</b>		€ TTC
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO</b>		€ TTC
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>

## OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>
<b>KIT SÈCHEUR DE DENTS A-DEC</b>		€ TTC
11023200	Kit sècheur de dents	950
<b>TOTAL TTC</b>		<b>950</b>



# PACK 532 TRADITIONNEL *Deluxe Induction-Endo*

PACK **25**  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



532 +Plus



511 +Plus

## 532 +Plus

**UNIT RADIUS TRADITIONNEL 532 +Plus**  
CORDONS PENDANTS

- Avec clavier de commande **Deluxe +Plus**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur ACTEON Newtron Slim ou EMS No Pain

## 511 +Plus

**FAUTEUIL 511 +Plus**

- Boîte au sol profilée
- Sans pédale de commande fauteuil
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 511

**47 200 € TTC**

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO

€ TTC

NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466

**TOTAL TTC 1653**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

## OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**

### KIT SÈCHEUR DE DENTS A-DEC

€ TTC

11023200	Kit sècheur de dents	950
----------	----------------------	-----

**TOTAL TTC 950**





GAMME

# A-DEC 342

311/411/511+Plus

**Pack 26/27/28 Montage meuble**

**342 Standard ..... 131**

**Pack 29/30/31 Montage meuble**

**342 Deluxe MCX ou NLX ..... 135**

**Pack 32/33/34 Montage meuble**

**342 Deluxe Induction-Endo ..... 139**





# PACK 342 MONTAGE MEUBLE *Standard*

PACK 26/27/28  
(CORDONS PENDANTS)



**PACKAGE****342****UNIT MONTAGE MEUBLE 342**

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

**PACK 26****FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 342**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 342

**30 400 € TTC****PACK 27****FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 342**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 342

**36 200 € TTC****PACK 28****FAUTEUIL 511 + Plus AVEC UNIT 342**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 342

**38 600 € TTC**



Clavier **standard**

342

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur lumière	256

**TOTAL TTC 1890**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module démarreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module démarreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément démarreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**



# PACK 342 MONTAGE MEUBLE Deluxe MCX ou NLX

PACK 29/30/31  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



342

## 342

## UNIT MONTAGE MEUBLE 342

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## PACK 29

## FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 342

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 342

32 400 € TTC

## PACK 30

## FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 342

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 342

38 200 € TTC

## PACK 31

## FAUTEUIL 511 + Plus AVEC UNIT 342

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 342

40 600 € TTC





Clavier **Deluxe**

342

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED

€ TTC

BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1601096001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	256

**TOTAL TTC 1440**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO

€ TTC

NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235

**TOTAL TTC 1419**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**



# PACK 342 MONTAGE MEUBLE *Deluxe Induction-Endo*

PACK 32/33/34  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



## 342

## UNIT MONTAGE MEUBLE 342

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## PACK 32

## FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 342

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 342

**33 400 € TTC**

## PACK 33

## FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 342

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 342

**39 200 € TTC**

## PACK 34

## FAUTEUIL 511 + Plus AVEC UNIT 342

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 342

**41 600 € TTC**



Clavier **Deluxe**

342

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116400	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO

€ TTC

NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466

**TOTAL TTC 1653**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**



GAMME

# A-DEC 541

311/411/511+Plus

**Pack 35/36/37 Distribution arrière**

**541 Standard ..... 145**

**Pack 38/39/40 Distribution arrière**

**541 Deluxe MCX ou NLX..... 149**

**Pack 41/42/43 Distribution arrière**

**541 Deluxe Induction-Endo ..... 153**







# PACK 541 DISTRIBUTION ARR. Standard

PACK 35/36/37  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



541

## 541 + Plus

## UNIT DISTRIBUTION ARRIÈRE 541 + Plus

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## PACK 35

## FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 541

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 541

34 000 € TTC

## PACK 36

## FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 541

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 541

38 700 € TTC

## PACK 37

## FAUTEUIL 511 + Plus AVEC UNIT 541

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 541

41 300 € TTC



Clavier **standard**

541

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

### KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116700	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

### KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR

€ TTC

BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur lumière	235

**TOTAL TTC 1869**

### KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN

€ TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

### KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED

€ TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**



# PACK 541

## DISTRIB. ARR. Deluxe MCX ou NLX

PACK 38/39/40  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



541

## 541 + Plus

## UNIT DISTRIBUTION ARRIÈRE 541 + Plus

- Avec clavier de commande **Deluxe + Plus**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## PACK 38

## FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 541

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 541

36 000 € TTC

## PACK 39

## FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 541

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 541

40 700 € TTC

## PACK 40

## FAUTEUIL 511 + Plus AVEC UNIT 541

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 541

43 300 € TTC



Clavier **Deluxe**

541

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116700	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED</b>		€ TTC
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO</b>		€ TTC
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT DÉTARTEUR ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>

## OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>
<b>KIT SÈCHEUR DE DENTS A-DEC</b>		€ TTC
11023200	Kit sècheur de dents	950
<b>TOTAL TTC</b>		<b>950</b>





# PACK 541

## DISTRIB. ARR. *Deluxe Induction-Endo*

PACK 41/42/43  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



541

**541 + Plus****UNIT DISTRIBUTION ARRIÈRE 541 + Plus**

- Avec clavier de commande **Deluxe + Plus**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

**PACK 41****FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 541**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 541**37 000 € TTC****PACK 42****FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 541**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 541**41 700 € TTC****PACK 43****FAUTEUIL 511 + Plus AVEC UNIT 541**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 541**44 300 € TTC**



Clavier **Deluxe**

541

**OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE**

**KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR** € TTC

BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116700	Cordon lumière	355

**TOTAL TTC 2840**

**KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO** € TTC

NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466

**TOTAL TTC 1653**

**KIT DÉTARTEUR ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN** € TTC

SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447

**Supplément détartreur LED sur pack 700**

**TOTAL TTC 2447**

**OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE**

**KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED** € TTC

SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
----------	--	------

**TOTAL TTC 1800**

**KIT SÈCHEUR DE DENTS A-DEC** € TTC

11023200	Kit sècheur de dents	950
----------	----------------------	-----

**TOTAL TTC 950**



GAMME

# A-DEC 541E

311/411/511+Plus



**Pack 44/45/46 Distribution arrière**

**541E Standard ..... 159**

**Pack 47/48/49 Distribution arrière**

**541E Deluxe MCX ou NLX ..... 163**

**Pack 50/51/52 Distribution arrière**

**541E Deluxe Induction-Endo..... 167**



# PACK 541E DISTRIBUTION ARR. Standard

PACK 44/45/46  
(CORDONS PENDANTS)



**PACKAGE**

541E

**541E****UNIT DISTRIBUTION ARRIÈRE 541E**

- Avec clavier de commande **standard**
- 4 instruments dynamiqués au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- **NOUVEAU** 1 module moteur électrique LED Bien Air MCX
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

**PACK 44****FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 541E**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 541E**32 000 € TTC****PACK 45****FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 541E**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 541E**36 700 € TTC****PACK 46****FAUTEUIL 511 AVEC UNIT 541E**

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 541E**39 300 € TTC**





Clavier **standard**

541

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116700	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1500554001	Kit montage deuxième moteur électrique	450
BA1600751001	Moteur MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur lumière	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1869</b>
<b>KIT DÉTARTEUR LED ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur LED EMS No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>
<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>



# PACK 541E

## DISTRIB. ARR. *Deluxe MCX ou NLX*

PACK 47/48/49  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



541E

## 541E

## UNIT DISTRIBUTION ARRIÈRE 541E

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière Bien Air MCX LED ou NSK NLX Nano
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## PACK 47

## FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 541E

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 541E

34 000 € TTC

## PACK 48

## FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 541E

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 541E

38 700 € TTC

## PACK 49

## FAUTEUIL 511 AVEC UNIT 541E

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 541E

41 300 € TTC



Clavier **Deluxe**

541

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116700	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE BIEN AIR MCX LED</b>		€ TTC
BA1600751001	Moteur Bien Air MCX LED	1184
BA1600756001	Cordon pour micro-moteur Bien Air MCX	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLX NANO</b>		€ TTC
NSE1044051	Moteur NSK NLX Nano	1184
NSE1044068	Cordon pour micro-moteur NSK NLX Nano	235
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1419</b>
<b>KIT DÉTARTEUR ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>

## OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMERISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>
<b>KIT SÈCHEUR DE DENTS A-DEC</b>		€ TTC
11023200	Kit sècheur de dents	950
<b>TOTAL TTC</b>		<b>950</b>



# PACK 541E

## DISTRIB. ARR. *Deluxe Induction-Endo*

PACK 50/51/52  
(CORDONS PENDANTS)



## PACKAGE



541E

## 541E

## UNIT DISTRIBUTION ARRIÈRE 541E

- Avec clavier de commande **Deluxe**
- 4 instruments dynamiques au maximum
- 1 module seringue autoclavable
- 1 module turbine lumière sans turbine
- 1 module micro-moteur électrique lumière NSK NLZ (moteur à induction sans charbons **avec fonctions Endo**)
- 1 module détartreur Acteon Newtron Slim ou EMS No Pain

## PACK 50

## FAUTEUIL 311 AVEC UNIT 541E

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture

Package Fauteuil 311  
et Unit 541E

35 000 € TTC

## PACK 51

## FAUTEUIL 411 LH AVEC UNIT 541E

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier

Package Fauteuil 411  
LH et Unit 541E

39 700 € TTC

## PACK 52

## FAUTEUIL 511 + Plus AVEC UNIT 541E

- Boîte au sol profilée
- Garniture lisse sans couture
- Rotation sur la base
- Tête à levier
- Dossier hydraulique

Package Fauteuil 511  
et Unit 541E

42 300 € TTC





Clavier **Deluxe**

541

## OPTION 4<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT TURBINE LUMIÈRE BIEN AIR</b>		€ TTC
BA1700743001	Set turbine Tornado X LED	2485
98116700	Cordon lumière	355
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2840</b>
<b>KIT MOTEUR ÉLECTRIQUE LUMIÈRE NSK NLZ LED ENDO</b>		€ TTC
NSE1152051	Moteur NSK NLZ	1187
NSE1152065	Cordon pour micro-moteur NSK NLZ	466
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1653</b>
<b>KIT DÉTARTEUR ACTEON NEWTRON OU EMS NO PAIN</b>		€ TTC
SAF55483	Kit module détartreur LED Newtron Slim	2447
ESFS437A	Kit module détartreur EMS LED No Pain	2447
<b>Supplément détartreur LED sur pack</b>		<b>700</b>
<b>TOTAL TTC</b>		<b>2447</b>

## OPTION 5<sup>E</sup> INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE

<b>KIT LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER ACTEON MINI LED SUPERCHARGED</b>		€ TTC
SAF05206	Kit module lampe à photopolymériser Supercharged	1800
<b>TOTAL TTC</b>		<b>1800</b>
<b>KIT SÈCHEUR DE DENTS A-DEC</b>		€ TTC
11023200	Kit sècheur de dents	950
<b>TOTAL TTC</b>		<b>950</b>



# ACCESSOIRES



Teintes A-dec .....	<b>172</b>
Garnitures pour fauteuil A-dec .....	<b>173</b>
Tabouret 421/422.....	<b>174</b>
Tabouret praticien 521 .....	<b>175</b>
Tabouret assistant(e) 522 .....	<b>176</b>
Tabouret assistant(e) 522D .....	<b>177</b>
Éclairage LED.....	<b>178</b>
Éclairage 572L .....	<b>180</b>
> fauteuil 311/411 Radius	
Éclairage 572L .....	<b>181</b>
> fauteuil 511 +Plus	
Crachoir 461 .....	<b>182</b>
> fauteuil 311/411/511 +Plus	
Durr Dental.....	<b>183</b>
Support aspiration 351.....	<b>184</b>
> fauteuil 311/411/511 +Plus	
Support aspiration 551.....	<b>185</b>
> fauteuil 311/411/511 +Plus	
A-dec 545 .....	<b>187</b>
Support écran .....	<b>188</b>
> fauteuil 311/411	
Support écran .....	<b>189</b>
> fauteuil 511 +Plus	
Porte-plateau .....	<b>190</b>
> Unit 333/332/335/334/336/342	
Porte-plateau .....	<b>191</b>
> Unit 533 +Plus/532 +Plus	
Porte-plateau .....	<b>192</b>
ICX .....	<b>193</b>
ICX Renew .....	<b>194</b>
Third Hand .....	<b>195</b>
Seringue/système eau propre .....	<b>196</b>
Pédale pneumatique à levier.....	<b>197</b>

## TEINTES A-DEC

## GARNITURES FAUTEUIL

Fauteuil 311  
Garniture LisseFauteuil 311  
Garniture LuxeFauteuil 411  
Garniture LisseFauteuil 411  
Garniture LuxeFauteuil 511  
Garniture LisseFauteuil 511  
Garniture LuxeTeintes disponibles en sellerie **Standard « lisse »**

Sapphire Indigo Amethyst Black Tawny Hazelnut Paprika Driftwood Sky blue Lemongrass

Teintes disponibles **uniquement** en sellerie **Luxe « avec coutures »**

Lapis Diplomat blue Plum Ebony Sable Papyrus Campfire Timberwolf Pacific Parrot



Blueberry Cyan Charcoal Granite Pecan Curry Cave Arctic Fuschia Arugula



Poseidon Chamois St John Apricot Vivid Punch Salt Riviera Sky Shore Schooner

## GARNITURES POUR FAUTEUIL A-DEC

Teintes disponibles en sellerie **Standard** « lisse »

<input type="checkbox"/> Amethyst	<b>118</b>	<input type="checkbox"/> Hazelnut	<b>119</b>	<input type="checkbox"/> Paprika	<b>37</b>	<input type="checkbox"/> Tawny	<b>32</b>
<input type="checkbox"/> Black	<b>13</b>	<input type="checkbox"/> Indigo	<b>33</b>	<input type="checkbox"/> Sapphire	<b>46</b>		
<input type="checkbox"/> Driftwood	<b>117</b>	<input type="checkbox"/> Lemongrass	<b>98</b>	<input type="checkbox"/> Sky Blue	<b>41</b>		

Teintes disponibles **uniquement** en sellerie **Luxe** « avec coutures »

<input type="checkbox"/> Abricot	<b>93</b>	<input type="checkbox"/> Curry	<b>79</b>	<input type="checkbox"/> Papyrus	<b>86</b>	<input type="checkbox"/> Schooner	<b>132</b>
<input type="checkbox"/> Arctic	<b>109</b>	<input type="checkbox"/> Cyan	<b>94</b>	<input type="checkbox"/> Parrot	<b>96</b>	<input type="checkbox"/> Shore	<b>134</b>
<input type="checkbox"/> Arugula	<b>136</b>	<input type="checkbox"/> Diplomat blue	<b>80</b>	<input type="checkbox"/> Pecan	<b>88</b>	<input type="checkbox"/> Sky	<b>116</b>
<input type="checkbox"/> Blueberry	<b>133</b>	<input type="checkbox"/> Ebony	<b>77</b>	<input type="checkbox"/> Plum	<b>107</b>	<input type="checkbox"/> St John	<b>130</b>
<input type="checkbox"/> Campfire	<b>113</b>	<input type="checkbox"/> Fuschia	<b>100</b>	<input type="checkbox"/> Poseidon	<b>131</b>	<input type="checkbox"/> Timberwolf	<b>114</b>
<input type="checkbox"/> Cave	<b>111</b>	<input type="checkbox"/> Granite	<b>81</b>	<input type="checkbox"/> Riviera	<b>97</b>	<input type="checkbox"/> Vivid Punch	<b>137</b>
<input type="checkbox"/> Chamois	<b>108</b>	<input type="checkbox"/> Lapis	<b>129</b>	<input type="checkbox"/> Sable	<b>74</b>		
<input type="checkbox"/> Charcoal	<b>78</b>	<input type="checkbox"/> Pacific	<b>102</b>	<input type="checkbox"/> Salt	<b>135</b>		

**A-DEC 511** € TTC

62.0165.XX	<b>Version A Surf 4 Lisse</b>	3400
62.0171.XX	<b>Version A Surf 4 Luxe</b>	4700
62.0633.XX	<b>Version B Blanc Lisse</b>	3200
62.0636.XX	<b>Version B Blanc Luxe</b>	4700

**A-DEC 411 TÊTIÈRE BOUTON** € TTC

62.0790.XX	<b>Blanc Lisse</b>	3200
62.0787.XX	<b>Blanc Luxe</b>	4700

**A-DEC 311** € TTC

62.0396.XX	<b>Version A Lisse</b>	3400
62.0677.XX	<b>Version A Luxe</b>	4700

**A-DEC PERFORMER** € TTC

61.2751.XX	<b>Performer 3 Lisse</b>	3400
------------	--------------------------	------

**A-DEC CASCADE** € TTC

61.2018.XX	<b>Cascade 1040 Lisse</b>	3400
61.2600.XX	<b>Cascade 1040 Luxe</b>	4700
61.1671.XX	<b>Decade 1011 Lisse</b>	3400

**A-DEC 521** € TTC

521XX	<b>Garniture 521</b>	760
-------	----------------------	-----

**A-DEC 522** € TTC

522XX	<b>Garniture 522</b>	450
-------	----------------------	-----

**A-DEC 421** € TTC

421XX	<b>Garniture 421</b>	760
-------	----------------------	-----

**A-DEC 422** € TTC

422XX	<b>Garniture 422</b>	760
-------	----------------------	-----

# TABOURET 421/422



Tabouret 421



Tabouret 422

## Tabouret 421

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Base aluminium à 5 pieds
- Roulettes pour surface carrelée
- Support lombaire à double ajustement
- Hauteur assise de 470 à 635 mm
- **NOUVEAU** Réglage de l'inclinaison de l'assise

Tabouret 421

**1 650 € TTC**

## Siège assistante 422

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Base aluminium à 5 pieds
- Roulettes pour surface carrelée
- Support abdominal réglable en hauteur
- Repose-pieds circulaire
- Hauteur assise de 572 à 737 mm

Tabouret 422

**1 850 € TTC**

## TABOURET PRATICIEN 521



Tabouret praticien 521

Pour tabouret 521, 522 et 522D



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Système Exclusif « **Performance Zone** »
- Nouvelle base large 5 branches/+ de stabilité
- Centre de gravité extrêmement bas anti-bascule
- Dossier réglable en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du dossier
- Réglage dynamique de la bascule de l'assise
- Large plage de réglages en hauteur de 498 à 612 mm

## ZONES DE PERFORMANCE UNIQUE

Les **trois couches** de matériaux flexibles formant l'assise s'adaptent à chacun de vos mouvements :

- 1. Coussin en mousse (couche supérieure) :** dernier niveau de confort.
- 2. Armature flexible confortable (couche intermédiaire) :** surface ergonomique et adaptée aux courbes corporelles, s'appuyant sur quatre zones de performances.
- 3. Couche flexible (base) :** pour des mouvements très amples.

Configuration	Référence	Prix € TTC
Tabouret praticien 521	521	2 190

## OPTIONS

€ TTC

90.1508.00

**Deux accoudoirs dynamiques réglables**

940

## TABOURET ASSISTANT(E) 522



### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Système Exclusif « **Performance Zone** »
- Nouvelle base large 5 branches/+ de stabilité
- Centre de gravité extrêmement bas anti-bascule
- Accoudoir assistant(e) circulaire réglable en profondeur
- Repose-pieds circulaire réglable en hauteur
- Large plage de réglage en hauteur de 587 à 729 mm

Tabouret 522

**2440 € TTC**

### OPTIONS

€ TTC

90.1509.00

**Foot « Pedestal »**

630



## TABOURET ASSISTANT(E) 522D



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Système Exclusif « **Performance Zone** »
- Nouvelle base large 5 branches/+ de stabilité
- Centre de gravité extrêmement bas anti-bascule
- Accoudoir assistant(e) circulaire réglable en profondeur
- Repose-pieds circulaire réglable en hauteur
- Large plage de réglage en hauteur de 587 à 729 mm
- **Dossier réglable en hauteur**
- **Réglage de l'inclinaison du dossier**
- **Réglage dynamique de la bascule de l'assise**

Tabouret 522D

3370 € TTC

## OPTIONS

€ TTC

90.1509.00

Foot « Pedestal »

630

## ÉCLAIRAGE LED

Éclairage plafond **576L****CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- 3 réglages d'intensité: 15 000, 25 000 et 30 000 lux
- 8 LEDs brillantes et blanches, consommation électrique très réduite
- Meilleure concordance des couleurs, IRC > 90
- Mode anti-polymérisation 25 000 lux, 4 LEDs jaunes
- Ombres très faibles, moins de fatigue oculaire
- Boîtier en magnésium, robuste
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Écran en polycarbonate, facile à nettoyer
- Flexible et ergonomique, accès faciles aux interrupteurs, réglage de la tête sur 3 axes avec une rotation sphérique de 540°
- Silencieux

Éclairage LED	Référence	Prix € TTC
Éclairage plafond 576L	576L	8 170
Tête LED seule en remplacement tête halogène blanche	28.1924.00	4 920

Éclairage mural **575L**Éclairage sur rail **577L**

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 3 réglages d'intensité: 15 000, 25 000 et 30 000 lux
- 8 LEDs brillantes et blanches, consommation électrique très réduite
- Meilleure concordance des couleurs, IRC > 90
- Mode anti-polymérisation 25 000 lux, 4 LEDs jaunes
- Ombres très faibles, moins de fatigue oculaire
- Boîtier en magnésium, robuste
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Écran en polycarbonate, facile à nettoyer
- Flexible et ergonomique, accès faciles aux interrupteurs, réglage de la tête sur 3 axes avec une rotation sphérique de 540°
- Silencieux

Éclairage LED	Référence	Prix € TTC
Éclairage mural 575L	575L	8 170
Éclairage sur rail 577L	577L	8 850

# ÉCLAIRAGE 572L pour montage sur fauteuil 311/411 Radius



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 2 réglages d'intensité: haute (25 000 lux) et composite/basse (8 000 lux)
- 4 LEDs brillantes et blanches
- Réglage de la tête sur 3 axes avec une rotation sphérique de 540°
- Ombres très faibles, moins de fatigue oculaire
- Commande clavier ou bouton local on/off
- Fonctions automatiques on/off avec fauteuil 311/411
- Boîtier en magnésium robuste
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Écran en polycarbonate, facile à nettoyer
- Silencieux

Éclairage LED	Référence	Prix € TTC
Éclairage Radius 572L	572L	6 350

## ÉCLAIRAGE 572L pour montage sur fauteuil 511 +Plus



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 3 réglages d'intensité: 15 000, 25 000 et 30 000 lux
- 8 LEDs brillantes et blanches, consommation électrique très réduite
- Meilleure concordance des couleurs, IR > 90
- Mode anti-polymérisation 25 000 lux, 4 LEDs jaunes
- Ombres très faibles, moins de fatigue oculaire
- Boîtier en magnésium, robuste
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Écran en polycarbonate, facile à nettoyer
- Flexible et ergonomique, accès facile aux interrupteurs, réglage de la tête sur 3 axes avec une rotation sphérique de 540°
- Silencieux

Éclairage 572 LED	Référence	Prix € TTC
Éclairage Radius 572L	572LC	6 350

## OPTIONS

€ TTC

77.1888.00

Kit montage sur 511C sans unit

690

# CRACHOIR 461 pour montage sur fauteuil 311/411/511 +Plus



**Crachoir 461**



**Crachoir 461**  
avec support aspiration  
3 positions

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Crachoir en porcelaine vitrifiée
- Rotation de 180°
- Conversion droitier ou gaucher
- Bouton jet de verre avec temporisation
- Bouton jet de crachoir avec temporisation
- Montage sur fauteuil 411, 311 ou 511 +Plus

Crachoir 461	Référence	Prix € TTC
Crachoir 461		<b>5 500</b>
Crachoir 461 avec support aspiration <b>3 positions</b> <i>Bras long</i> <i>ou Bras court</i>	77.0318.01 77.0325.01	<b>9 290</b>
Crachoir 461 avec support aspiration <b>4 positions</b> <i>Bras long</i> <i>ou Bras court</i>	77.0320.01 77.0327.01	<b>9 600</b>

## OPTIONS

		€ TTC
41.1506.01	<b>Boîte au sol</b>	730
24.0475.00 + 38.1918.00	<b>Kit accessoires (pour montage 561, avec fauteuil 311, 411 ou 511, sans unit)</b>	1250
90.1088.01	<b>Kit interrupteur général pour commande crachoir 561 sans unit</b>	160
34.0031.00	<b>Valve relais eau pour seringue</b>	240
14.0464.02	<b>Kit Eau propre avec bouteille 2 litres pour montage dans le crachoir</b>	680



### Vanne de crachoir Durr Dental

#### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Kit de montage d'une vanne de sélection de crachoir Durr Dental pour un équipement A-dec, avec raccords et vanne de sélection de poste.

### Récupérateur d'amalgame

#### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Récupérateur Durr Dental combi-séparateur CAS1 intégré dans le crachoir de l'équipement A-dec
- Positionné par nos soins à la place de la bouteille eau propre, avec accès par l'intermédiaire du panneau escamotable
- Livré également avec le module de commande

Vanne de crachoir Durr Dental	Référence	Prix € TTC
Kit Vanne Durr 461/561	DD756057054	1 268
Kit Vanne de sélection de poste	DD756050060	203

Récupérateur d'amalgame	Référence	Prix € TTC
Combi-séparateur pour A-dec 461/561 avec unité de rinçage	DD711728	4 370
Combi-séparateur pour A-dec 363 avec unité de rinçage	DD711726	4 609

SUPPORT ASPIRATION **351** pour montage sur fauteuil 311/411/511 +Plus351 avec support  
à 3 positions

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Clavier de commande standard
- Clavier dessiné pour être utilisé comme une poignée pour le positionnement du support
- Canule pompe à salive autoclavable
- Embout grosse canule HVE 15 mm autoclavable
- Seringue assistante 3 fonctions autoclavable
- Filtre à solides monté sur le bras pivotant
- Choix entre support à 3 ou 4 positions doubles
- Ajustement vertical et horizontal

Support aspiration 351	Référence	Prix € TTC
Support aspiration 351	351	3 590

## OPTIONS

€ TTC

41.1506.01	<b>Boîte au sol</b>	730
24.0475.00 + 38.1918.00	<b>Kit accessoires (pour montage 351, avec fauteuil 311, 411 ou 511, sans unit)</b>	1250
90.1088.01	<b>Kit interrupteur général pour commande bras aspiration 351, sans unit</b>	160
34.0031.00	<b>Valve relais eau pour seringue</b>	240
14.0464.02	<b>Kit Eau propre avec bouteille 2 litres pour montage dans le crachoir</b>	680
14.0471.00	<b>Kit Eau propre avec bouteille 2 litres pour montage mural</b>	680



# SUPPORT ASPIRATION 551 pour montage sur fauteuil 311/411/511 +Plus



Bras long avec support  
à 3 positions

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Clavier de commande standard
- Clavier dessiné pour être utilisé comme une poignée pour le positionnement du support
- Canule pompe à salive autoclavable
- Embout grosse canule HVE 15 mm autoclavable
- Seringue assistante 3 fonctions autoclavable
- Filtre à solides monté sur le bras pivotant
- Choix entre support à 3 ou 4 positions doubles
- Ajustement vertical et horizontal

Support aspiration 551 long	Référence	Prix € TTC
Bras long avec support à 3 positions <i>Livré avec bras de jonction intermédiaire</i>	<b>77.0318.01</b> 77.1256.00	<b>4 170</b>
Bras long avec support double à 4 positions <i>Livré avec bras de jonction intermédiaire</i>	<b>77.0320.01</b> 77.1256.00	<b>4 490</b>

## OPTIONS

		€ TTC
41.1506.01	<b>Boîte au sol</b>	730
24.0475.00 + 38.1918.00	<b>Kit accessoires (pour montage 551, avec fauteuil 311, 411 ou 511, sans unit)</b>	1250
90.1088.01	<b>Kit interrupteur général pour commande bras aspiration 551, sans unit</b>	160
34.0031.00	<b>Valve relais eau pour seringue</b>	240
14.0464.02	<b>Kit Eau propre avec bouteille 2 litres pour montage dans le crachoir</b>	680
14.0471.00	<b>Kit Eau propre avec bouteille 2 litres pour montage mural</b>	680

SUPPORT ASPIRATION **551** pour montage sur fauteuil 311/411/511 +Plus

Bras court avec support  
à 4 positions

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Clavier de commande standard
- Clavier dessiné pour être utilisé comme une poignée pour le positionnement du support
- Canule pompe à salive autoclavable
- Embout grosse canule HVE 15 mm autoclavable
- Seringue assistante 3 fonctions autoclavable
- Filtre à solides monté sur le bras pivotant
- Choix entre support à 3 ou 4 positions doubles
- Ajustement vertical et horizontal

Support aspiration 551 court	Référence	Prix € TTC
Bras court avec support à 3 positions <i>Livré avec bras de jonction intermédiaire</i>	<b>77.0325.01</b> 77.1256.00	<b>4 170</b>
Bras court avec support double à 4 positions <i>Livré avec bras de jonction intermédiaire</i>	<b>77.0327.01</b> 77.1256.00	<b>4 490</b>

### OPTIONS

		€ TTC
41.1506.01	<b>Boîte au sol</b>	730
24.0475.00 + 38.1918.00	<b>Kit accessoires (pour montage 551, avec fauteuil 311, 411 ou 511, sans unit)</b>	1250
90.1088.01	<b>Kit interrupteur général pour commande bras aspiration 551, sans unit</b>	160
34.0031.00	<b>Valve relais eau pour seringue</b>	240
14.0464.02	<b>Kit Eau propre avec bouteille 2 litres pour montage dans le crachoir</b>	680
14.0471.00	<b>Kit Eau propre avec bouteille 2 litres pour montage mural</b>	680



**Table assistante**  
12 O'CLOCK

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Clavier assistante de commande du fauteuil
- Bras avec support aspiration multipositions
- Embout HVE 15 mm autoclavable
- Embout pompe à salive autoclavable
- Seringue assistante 3 fonctions autoclavable
- Système d'alimentation en eau propre pour la seringue avec réservoir de 2 litres à déconnexion rapide
- Sans boîte au sol
- Plateau bois réglable en hauteur

Table assistante 12 O'CLOCK 545B

545B

**5 850 € TTC**

### OPTIONS

€ TTC

90108000	<b>Boîtier relais pour déclenchement aspiration</b>	480
77204100	<b>Porte-plateau standard</b>	740
43026100	<b>Transformateur 300 W avec protection et coupure</b>	1042

## SUPPORT ÉCRAN pour montage sur fauteuil 311/411

Support écran **382**Support écran **381**Support écran **482**

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Pour écran 15", 17" et 19", attache VESA
- Montage sur mécanisme rotatif pour une meilleure vision
- Ajustement vertical et horizontal
- **382**: montage sur fauteuil 311/411
- **381/482**: montage sur 363/372/572/572L
- **381/482**: câble alimentation et câble HDMI inclus
- **482**: bras à rallonge pour plus de mouvement et câble HDMI inclus

Support écran	Référence	Prix € TTC
Support écran 382	<b>382</b>	<b>2 280</b>
Support écran 381	<b>381</b>	<b>1 480</b>
Support écran 482	<b>482</b>	<b>1 840</b>
<i>Option poignée de préhension</i>	<i>77.1308.00</i>	<b>395</b>

## SUPPORT ÉCRAN pour montage sur fauteuil 511 +Plus



Support écran 482

**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- Pour écran 15", 17" et 19", attache VESA
- Montage sur mécanisme rotatif pour une meilleure vision
- Ajustement vertical et horizontal
- Montage sur éclairage 572L
- Câble alimentation et câble HDMI inclus
- Bras à rallonge pour plus de mouvement et câble HDMI inclus

Support écran	Référence	Prix € TTC
Support écran 482	482	1 840
Pièce adaptation pour montage sur fauteuil 511 +Plus Seul, sans unit ni éclairage	77.1888.00 77.1881.00	3 455
<i>Option poignée de préhension</i>	77.1308.00	395

# PORTE-PLATEAU pour Unit 333/332/335/334/336/342



Porte-plateau standard  
**A-dec 333 continental**  
262 mm x 363 mm



Porte-plateau standard  
**A-dec 332 traditionnel**  
262 mm x 363 mm



Porte-plateau large  
**A-dec 333 continental**  
318 mm x 439 mm



Porte-plateau large  
**A-dec 332 traditionnel**  
318 mm x 439 mm

Porte-plateau	Référence	Prix € TTC
Porte-plateau standard A-dec 333 continental	<b>77.0942.00</b>	<b>530</b>
Porte-plateau large A-dec 333 continental	<b>77.0943.00</b>	<b>620</b>
Porte-plateau standard A-dec 332 traditionnel	<b>77.0933.00</b>	<b>530</b>
Porte-plateau large A-dec 332 traditionnel	<b>77.0932.00</b>	<b>620</b>
Plateau inox 241 x 343 mm	<b>043.001.00</b>	<b>99</b>
Plateau inox 295 x 432 mm	<b>043.006.00</b>	<b>184</b>
Coussin adhérent	<b>39.0790.00</b>	<b>10</b>

# PORTE-PLATEAU pour Unit 533 +Plus/532 +Plus



**A-dec 532 +Plus et 533 +Plus**  
Montage latéral




**A-dec 533 +Plus**  
Montage inférieur



**A-dec 541 +Plus**



**Plateau inox**



**Coussin adhérent**

Porte-plateau	Référence	Prix € TTC
A-dec 532 +Plus et 533 +Plus - montage latéral		
<b>Standard</b> 243 x 363 mm	77.1776.00	<b>740</b>
<b>Large</b> 296 x 432 mm	77.1777.00	<b>950</b>
A-dec 533 +Plus - montage inférieur		
<b>Standard</b> 243 x 363 mm	77.1778.00	<b>800</b>
<b>Large</b> 296 x 432 mm	77.1779.00	<b>950</b>
A-dec 541 +Plus		
<b>Standard</b> 243 x 363 mm	77.2041.00	<b>740</b>
<b>Large</b> 296 x 432 mm	77.2042.00	<b>950</b>

Accessoires	Référence	Prix € TTC
Plateau inox		
<b>Standard</b> 243 x 363 mm	77.1516.00	<b>190</b>
<b>Large</b> 296 x 432 mm	77.1517.00	<b>250</b>
Coussin adhérent		
<b>Standard</b>	77.1637.00	<b>45</b>
<b>Large</b>	77.1687.00	<b>60</b>
<b>Tête 532</b>	77.1688.00	<b>60</b>

# PORTE-PLATEAU



## Porte-plateau articulé pour support aspiration A-dec 551

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Double articulation
- Réglage en hauteur
- Porte-plateau standard A-dec (262 mm x 363 mm)
- Montage unique sur A-dec 311/411/511 **+Plus** avec ou sans bras aspiration

Porte-plateau support 551

EU35511

**1 500 € TTC**

### OPTIONS

€ TTC

EU35515

**Bras long supplémentaire pour porte-plateau**

110

77125600

**Bras de jonction fauteuil 311/411/511 **+Plus****

900





## Traitement de l'eau avec A-dec ICX

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

A-dec recommande pour le traitement de l'eau, l'utilisation quotidienne des comprimés A-dec ICX. Ce produit est spécialement formulé pour la décontamination et le maintien propre de l'eau utilisée dans l'équipement.

- Boîte verte pour bouteille 0,7 litre (boîte de 50 comprimés)
- Boîte bleue pour bouteilles 2 litres (boîte de 50 comprimés)

A-dec ICX	Référence	Prix € TTC
Boîte de 50 comprimés 2 litres	<b>90.1065.01</b>	<b>105</b>
Boîte de 50 comprimés 0,7 litre	<b>90.1064.01</b>	<b>80</b>
<b>36</b> boîtes de 50 comprimés 2 litres	<b>90.1065.00</b>	<b>3 310</b>
<b>36</b> boîtes de 50 comprimés 0,7 litre	<b>90.1064.00</b>	<b>2 400</b>

# ICX RENEW



## ICX Renew : Traitement de fond des conduites d'eau

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Le traitement liquide de fond à action rapide ICX Renew élimine les odeurs et le goût désagréable de l'eau dus à la prolifération des bactéries dans les circuits d'eau des unités dentaires.

Il suffit de mélanger les deux solutions dans un réservoir d'eau vide, de faire circuler le mélange dans les tuyaux et de laisser agir toute la nuit. Après avoir effectué le traitement de fond, rincez les tuyaux avec de l'eau et reprenez l'utilisation normale de votre unité.

- Pénètre dans les tuyaux et élimine les odeurs et le goût désagréable de l'eau dus à la prolifération des bactéries
- La couleur bleue permet de vérifier que la solution est bien présente dans tout le circuit d'eau
- Non-corrosif et non-agressif pour votre équipement
- Ne corrode pas et ne bouche pas vos circuits d'eau
- Formule sans odeur

A-dec ICX Renew	Référence	Prix € TTC
4 boîtes de 9 traitements	90.1691.00	780
1 boîte de 9 traitements	90.1691.01	195



### Third Hand : dispositif de réduction des aérosols

#### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Efficacité et sécurité combinées dans une solution pratique pour la capture des aérosols.

Le support pour HVE autonome A-dec facilite la pratique de la dentisterie à deux mains tout en permettant le contrôle essentiel des aérosols.

Le bras flexible positionne solidement l'embout HVE à moins de 2,5 cm de la cavité buccale, ce qui permet une capture précise et sans effort des aérosols tout en gardant les mains libres pour tenir les instruments.

C'est un moyen simple et abordable de rendre votre cabinet encore plus fonctionnel.

Thrid Hand/Troisième main A-dec	Référence	Prix € TTC
Support pour HVE autonome A-dec	11.1387.00	900

# SERINGUE/SYSTÈME EAU PROPRE



## Seringue

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Seringue 3 fonctions autoclavable
- Embouts de seringue autoclavable à fixation rapide
- Boutons de seringue facile à démonter et remplacer
- Montage sur tous les units dentaires
- Livraison sous forme de kit facile à installer

## Système eau propre A-dec 500

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Alimentation en eau de tous les instruments
- Kit de montage sur tous les units ou version murale A-dec avec 1 bouteille de 2 litres

Seringue	Référence	Prix € TTC
Seringue coudée tête seule	23.1277.00	350
Seringue droite tête seule	23.1278.00	350
Kit seringue coudée avec cordon gris	23.1373.00	590
Kit seringue droite avec cordon gris	23.1374.00	590
Écrou de maintien canule seringue	23.1090.00	99
Système eau propre A-dec 500	Référence	Prix € TTC
Système eau propre mural	14047100	680

## PÉDALE PNEUMATIQUE À LEVIER



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Eau/Sec contrôle au pied et souffle débris avec bouton accessoire
- Contrôle supérieur de la modulation de la vitesse grâce au mouvement latéral souple
- Pédale intuitive, Ininterruption visuelle de la zone de travail, permutation rapide de la coupe sèche ou avec brouillard
- Position ergonomique du pied pendant la coupe

Pédale pneumatique à levier	Référence	Prix € TTC
Pédale pneumatique à levier <i>Pour unit 533/532/333/332 (1,524 mm)</i>	<b>38.1871.00</b>	<b>1280</b>
Pédale pneumatique à levier <i>Pour unit 541/342 (4,877 mm)</i>	<b>38.1871.03</b>	<b>1280</b>
Supplément sur pack pour une nouvelle pédale		<b>660</b>

# COMPARATIF GAMMES

FAUTEUIL	A-DEC 300	A-DEC 400	A-DEC 500 + Plus
Choix de la garniture avec ou sans coutures	•	•	•
Tête coulissante à double articulation	Bouton de verrouillage	Bouton ou levier de verrouillage	Levier de verrouillage
Dossier fin (25 à 38 mm)	•	•	•
Pivot virtuel pour un confort accru du patient		•	•
Système de démarrage et d'arrêt ultra-souple			•
Positions de réglage de l'accoudeur	2	2	2
Pivot (30° de chaque côté du centre)		•	•
Moteur hydraulique			•
Moteur hydraulique (base hydraulique/inclinaison électrique)	•	•	
Hauteur du fauteuil entièrement abaissé	349 mm	349 mm	343 mm
Hauteur du fauteuil entièrement relevé	749 mm	800 mm	800 mm
Alimentation 300 watts intégrée	•	•	•

## UNIT

Modules du système	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 400	A-dec 300, A-dec 400, A-dec 500 + Plus
Bloc de commandes à trois positions	Standard	Standard	—
Bloc de commandes à quatre positions	En option	En option	Standard
Emplacements pour accessoires	2	2	4
Choix entre le clavier programmable standard et le clavier Deluxe avec système de communication de données	•	•	•
Système de traitement de l'eau autonome avec bouteille de deux litres à raccord rapide	•	•	•
Séparateur d'amalgame en option	•	•	•
Pivot de crachoir	•	•	•
Remplissage du godet et rinçage de la cuvette programmables	•	•	•

## ÉCLAIRAGE

### A-DEC LED LED 3 AXES

Fonction marche/arrêt automatique (avec pré-réglage du fauteuil)	•
Mode composite	Anti-polymérisation
Paramètres d'intensité	Faible: <b>15 000 lux</b> Moyenne: <b>25 000 lux</b> Élevée: <b>30 000 lux</b> Anti-polymérisation: <b>25 000 lux</b> lumière jaune
Température de couleur	5 000 K
Consommation électrique	15 W



## COORDONNÉES

---

### **Eurotec-Dental**

30, boulevard d'Ornano – 93200 SAINT-DENIS

Tél.: 01 48 13 37 38

## CONTACTS

---

### **Demande d'informations :**

[contact@eurotec-dental.fr](mailto:contact@eurotec-dental.fr)

### **Commande de pièces détachées :**

[Commande-SAV@eurotec-dental.fr](mailto:Commande-SAV@eurotec-dental.fr)